



MICRONEEDLE FACE & BODY ROLLER | 9 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



Red Light Active
Regeneration Technology



DeepDerma Skin Renewal
& Firming Technology



Cell Stimulation
System



Impurities Prevention
Technology



Fine Lines
Refinement Technology



Energizing Cooling
Technology



Detox Rose Quartz
Spa Session

Įskaitant
priedus

Rose Quartz
MicroNeedle
Cooling

**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



PIRMIEJI ŽINGSNIAI

01 VEIKSMAS

Naudok mūsų specialiai pateiktą stovą, kad pritvirtintum mikroadatinį ritinėlį prie savo įrenginio. Tiesiogiai neliesk adatų. Prietaisą sudaro 1680 0,3 mm adatų.

02 VEIKSMAS

Prieš naudojimą vėsinimo ritinėlį kelioms valandoms padėk į šaldytuvą. Tada pritvirtink jį prie įrenginio ir pradėk seansą.

03 VEIKSMAS

Po seanso apipuršk volelį alkoholio purškikliu, suk, kad įsitikintum, jog visos sritys yra padengtos. Leisk ore išdžiūti. Tada uždėk dangtelį ant įrenginio.



Mikroadatų priedas

Giluminis odos atnaujinimas




Garso pulsacija

Ramina ir atpalaiduoja



Įj./Išj.

Paspausk 1–2 sekundes



Aušinimo priedas

Atnaujina ir suteikia energijos



Rožinio kvarco antgalis

Spindesys & detoksikacija

ĮVALDYK PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS

Stimuluokite savo odą naudodami „SmartAppGuided™ MicroNeedle“ veido ir kūno volelį | 9 viename.
Šis novatoriškas grožio prietaisas pristatomas su mikroadata, aušinimo bei rožinio kvarco antgaliais.



ENERGIZUOJANTI VEIDO MIKROADATINĖ TERAPIJA

PASIRUOŠIMAS

Pradėk nuo švaraus veido be makiažo. Pritvirtink mikroadatų priedą prie savo įrenginio.

ĮJUNGIMAS

Įjunk „SmartSonic“ pulsavimo technologijos prietaisą 2 sekundes spausdamas (-a) maitinimo mygtuką.

VOLELIS

Padalinę veidą į keturis kvadratus, po 15 sekundžių volelį ridenkite kiekvienoje dalyje. Ridenk jį vertikaliomis, horizontaliomis ir įstrižomis linijomis. Tada apdorok voleliu kaklą ir dekolte sritį po 60 sekundžių.

UŽBAIGIMAS

Išjunk įrenginį laikydamas (-a) maitinimo mygtuką 2 sekundes ir užtepk GESKE serumo ant veido ir kaklo. Dezinfekuok volelį ir išvalyk įrenginį GESKE prietaisų valikliu po kiekvieno naudojimo.



DETOKSIKACINĖ SPA TECHNOLOGIJA SU ROŽINIO KVARCO KRISTALAIS

PASIRUOŠIMAS

Pradėk nuo švaraus veido be makiažo. Kvarco volelį uždėkite ant prietaiso.

ĮJUNGIMAS

Įjunk „SmartSonic“ pulsavimo technologijos prietaisą 2 sekundes spausdamas (-a) maitinimo mygtuką.

VOLELIS

Suk vertikaliais judesiais per smakrą ir žandikaulį. Leisk prietaisui visu svoriu priglusti prie veido ir 15–30 sekundžių švelniai judink volelį aplink ir tarp akių. Galiausiai uždėk prietaisą ant kaktos ir vertikaliais judesiais stumk volelį iki plaukų linijos.

UŽBAIGIMAS

Išjunk įrenginį 2 sekundes spausdamas (-a) maitinimo mygtuką. Dezinfekuok volelį ir išvalyk įrenginį GESKE prietaisų valikliu po kiekvieno naudojimo.

**Sukurk savo asmeninę
odos priežiūros rutiną**
ir atsisiųsk mūsų GESKE programėlę



Išplėstinė
Programėlė



Vaizdo įrašas
Vadovaujama



DI pagrindu
Odos skenavimas



Ekspertas
Patarimai



Asmeninis
Vadovas



Programėlėje
Apdovanojimai



SVARBI SAUGOS INFORMACIJA. PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJANT.

Prieš naudojant pirmą kartą perskaityk saugos informaciją. Išsaugok abi naudojimo instrukcijas.

Trumpas tavo produkto pristatymas

Gaminys yra daugiafunkcis „MicroNeedle“ volėlis. Saugu naudoti iki 2 kartų per savaitę, daugiausiai 3 kartus per savaitę. Prašome nenaudoti dažniau. Šis apribojimas taikomas tik pačiai intensyviausiai įrenginio funkcijai: mikroadatinei terapijai. Siekiant maksimalios saugos ir idealių rezultatų, visada laikykit savo suasmenintos odos priežiūros rutinos, sukurtos naudojant „GESKE“ programėlę.

Pastabos dėl naudojimo

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, reikia perskaityti visą šią saugos brošiūrą ir trumpą vadovą kaip pradėti naudoti prietaisą. Abu vadovai turėtų būti saugomi, nes juose yra svarbi informacija apie saugų naudojimą, taip pat apie techninės ir teisinės informacijos reikavimus. Prietaisas yra odos priežiūros produktas suaugusiems, o ne medicinos prietaisas ir ne produktas, turintis medicininių ar kitų gydymųjų savybių. Numatytas naudojimas taip pat apima trumpą vadovą kaip pradėti naudoti produktą, čia išvardytų įspėjimų ir asmeninių GE rekomendacijų laikymąsi. Prietaisas yra įkraunamas ir leidžia patogiai bei beįdžiū būdu valdyti. Prieš pirmą kartą naudojant, jis turi būti visiškai įkrautas. Viskas, ko tau reikia, yra pridėdamas USB įkrovimo laidą. Pradinis įkrovimas gali užtrukti iki aštuonių valandų. Laidas turi būti prijungtas prie abiejų magnetinių kontaktų ant įrenginio nurodytų metalinių kontaktinių taškų. Jei įkrovimo laidas neprisijungia pats, prijunk jį prie maitinimo šaltinio ir palauk. Taip vėl suaktyvinamas magnetinis efektas ir kontaktai susijungia automatiškai. Įsitikink, kad magnetiniai kontaktai jungiasi tik prie prietaiso kontaktinių taškų, o ne prie kitų metalinių paviršių.

Specifikacijos

Medžiagos: silikonas, ABS, PC, nerūdijantis plienas | Laikymo temperatūra: -5 - +60 °C/23-140 °F | Baterija: ličio jonų 3,7 V | Baterijos talpa: 140 mAh | Maksimali įkrovimo srovė: 140 mA | Įkrovimo įtampa: 5V | Įkrovimo laikas: apytiksl. 2,5 valandos | Veikimo laikas skiriasi priklausomai nuo suaktyvintų technologijų ir intensyvumo. | Sąsaja: USB | Programos: Vibracija: 1 greičio lygis, LED šviesos technologija: 1 spalva

Produktas netinka naudoti tokiomis sąlygomis:

Jeigu sergi odos vėžiu arba iškvežinėmis stadijomis (aktyvinėmis keratozėmis) ir sergi hemoraginėmis ligomis (ligimais kraujo krešėjimo sutrikimais) ir (arba) vartoji vaistus, turinčius įtakos kraujo krešėjimui, po gydymo lazeriu ar cheminio šveitimo ir po veido operacijų, tiek kosmetinių, tiek medicininių indikacijų atveju. Produkto saugumas ir efektyvumas niekada nebuvo vertinamas kartu su ne GESKE odos priežiūros priemonėmis ir kaukėmis. Rekomenduojame produktą naudoti tik su GESKE produktais. Naudojant su kitais produktais, tai darote savo riziką. Po gydymo lazeriu arba cheminio pilingo. Po kosmetinės veido operacijos.

Šiais atvejais būtina pasikonsultuoti su gydytoju, ar produktas yra tinkamas naudoti:

Jei sergi širdies liga, esate nėščia arba yra odos užpildų ar injekcijų. Vartojimo nėštumo metu saugumas nenustatytas.

Daugiau informacijos apie naudojimą:

Naudojant mikrosmeigimo galvutę spausk tik lengvai. Po mikroadatinės terapijos naudojimo gali atsirasti nedideli patinimai ar kraujosrūvos. Po kiekvienos sesijos kruopščiai drėkink. 24 val. po mikroadatinės terapijos seanso venk sportuoti, plaukioti ir būti saulėje. Jei negali išvengti saulės spindulių poveikio, naudok aukšto apsaugos nuo saulės faktoriaus kremą. Nenaudok makiažo 24 val. Venk produktų su rūgštinėmis ir kvapais, taip pat fizinių šveitiklių ir šveitiklių mikroadatinės terapijos seanso metu ir po jos. Naudojant produktus su veikliosiomis medžiagomis, tokiais kaip vitaminas C arba retinolis, gali labiau sudirginti odą. Jei šis dirginimas išlieka ilgesnį laiką, kreipkis į gydytoją. Po kiekvieno naudojimo nuvalyk adatos priedą alkoholio purkštuvu ir leisk jam išdžiūti. Nenaudok produkto ant sudirgusios ar sužeistos odos ar atvirų žaizdų (po bet kokių sužalojimų), esant bakterinėms ar virusinėms odos infekcijoms (naudojimo vietoje ir kitur). Nenaudok produkto ant apgamų ar kitų (gerybinių) odos pažeidimų. Šis produktas nėra skirtas odos ligoms ar kitiems susirgimams gydyti. Jei sergi odos ligomis ar turi kitų medicininių nusiskundimų, prieš naudodami šį produktą pasitark su savo dermatologu. Nenaudok gaminio, jei jis 1) neįprastai šiltas, 2) mechanškai pažeistas arba deformuotas, 3) pokitusios spalvos. Jei naudojimo metu atsiranda skausmas ir (arba) diskomfortas, nutrauk naudojimą ir kreipkis į gydytoją. Produktas gali skleisti intensyvią šviesą, venk naudoti atviros akies kryptimi arba šalia akies. Akių sritys yra labai jautri: būk ypač atsargus (-i) šioje srityje ir venk produkto sąlyčio su akių vokais ar akimis. Naudok gaminį tik taip, kaip rekomenduojama pagal asmeninę rutiną. Higienos sumetimais rekomenduojame nesidolinti savo produktu su niekuo kitu. Produktas skirtas kosmetiniam naudojimui ant veido ir kūno dalių, kaip nurodyta GESKE grožio programėlėje. GESKE neprisima atsakomybės už žalingas pasekmes, kilusias naudojant kitose kūno vietose ar kitaip netinkamai naudojant, prijungus prie netinkamo įtampos šaltinių, užteršus laidųjį skystį ar kamuoliukus. Prieš įkraunant visada įsitikink, kad kištukas ir lizdas yra visiškai sausi. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgis, trumpasis jungimas arba gaisras. Gaminio negalima naudoti, kai jis prijungtas prie maitinimo lizdo.

Įspėjimai

Risk of injury if used incorrectly!

Only use the product as described in the Quick Start Guide and video instructions. If you still have questions, please contact our customer support at support@geske.com.

Pavojus susižeisti dėl gaisro ir (arba) užsidegimo!

Negesink produkto vandeniu. Nemesk produkto į ugnį.

Sužalojimo pavojus dėl sugedusių baterijų!

Netinkamas baterijų valdymas gali sukelti nekontroliuojamą egzoterminę reakciją. Tokiu atveju nedelsdami ir tinkamai išmeskite visą gaminį.

Pavojus susižeisti vaikams!

Produktą laikyk vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pavojus susižeisti dėl elektros smūgio!

Skystis gali pažeisti įkrovimo grandinę ir sukelti pavojų sveikatai. Valydamas (-a) produktą atjunk nuo įkrovimo laido ir (arba) grandinės.

Sugadinimo pavojus dėl magnetinių laukų!

Magnetiniai laukai gali paveikti mechaninius ir elektroninius komponentus, pavyzdžiui, širdies stimulatorius. Nenaudok produkto tiesiai virš širdies stimulatoriaus. Daugiau informacijos gauši susisiekęs (-usi) su savo gydančiu gydytoju. Nedėk kortelių su magnetinėmis juostelėmis (pvz., kredito kortelių) šalia gaminio, nes gaminio magnetai gali jas sugadinti.

Sugadinimo pavojus dėl besikeičiančios aplinkos temperatūros!

Keičiantis aplinkos temperatūrai (pvz., po transportavimo), gali susidaryti kondensatas. Tokiu atveju nenaudok produkto, kol jis nepritaiko prie naujos aplinkos temperatūros. Niekada nelaikyk produkto tiesioginiuose saulės spinduliuose, dideliame karštyje ar verdančiame vandenyje.

Saugu naudoti iki 50 °C/122 °F aplinkos temperatūros.

Pavojus sugadinti dėl per ilgo įkrovimo!

Po kiekvieno įkrovimo atjunk įkrovimo laidą nuo grandinės.

Saugus įkrovimas iki 45 °C/113 °F aplinkos temperatūros.

Informacija apie įrenginio šalinimą ir EEJ atliekas. Šis elektros prietaisas pirmą kartą buvo išleistas po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Vadovaujantis Europos EEJ atliekų direktyva ir nacionaliniais teisės aktais, šiame pristatyme esančių elektros prietaisų ir elektroninių dalių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus produkto eksploatavimo laikui, jį reikia išmesti į komunalinį surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas nekenksmingas aplinkai išmetimas.

Pastabos dėl baterijų ir (arba) įkraunamų baterijų

Saugu naudoti iki 50 °C/122 °F aplinkos temperatūros.

Pavojus sugadinti dėl per ilgo įkrovimo!

Po kiekvieno įkrovimo atjunk įkrovimo laidą nuo grandinės.

Saugus įkrovimas iki 45 °C/113 °F aplinkos temperatūros.



Informacija apie įrenginio šalinimą ir EEJ atliekas. Šis elektros prietaisas pirmą kartą buvo išleistas po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Vadovaujantis Europos EEJ atliekų direktyva ir nacionaliniais teisės aktais, šiame pristatyme esančių elektros prietaisų ir elektroninių dalių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus produkto eksploatavimo laikui, jį reikia išmesti į komunalinį surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas nekenksmingas aplinkai išmetimas.

Pastabos dėl baterijų ir (arba) įkraunamų baterijų

Platindami baterijas ir įkraunamas baterijas, pagal Europos reglamentus, privalome tavę kaip vartotoją, informuoti apie tai: esi teisiškai įpareigotas (-a) grąžinti baterijas ir įkraunamas baterijas. Po naudojimo gali grąžinti mums, nunešti į komunalinį surinkimo punktą arba nemokamai pristatyti vietiniam pardavėjui. Baterijos ir įkraunamos baterijos yra paženklintos taip:



Šie simboliai reiškia, kad tu kaip vartotojas, negali išmesti baterijų ir įkraunamų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Baterijos ir įkraunamos baterijos, kuriose yra kenksmingų medžiagų, yra paženklintos vienu iš šių simbolių. Simbolis susideda iš perbrauktos šiuokšliadėžės su rutuliais ir cheminio sunkiojo metalo, kuris yra pagrindinis teršalas, simbolio. Išsamiau minėti simboliai reiškia:

Pastabos dėl ličio baterijų ir (arba) įkraunamų baterijų

Ličio baterijas ir įkraunamas ličio baterijas gali atpažinti pagal cheminį simbolį Li⁺. Be pateiktos informacijos, taip pat norėtume atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: išmetant ličio baterijas arba įkraunamas baterijas, grąžinant jas mums, pristatant į komunalinį surinkimo punktą arba atiduodant vietiniams mažmenininkams arba viešosioms atliekų šalinimo įmonėms, įsitikink, kad jie visiškai išsikrovę. Taip pat prašome, kad baterijos kontaktinius paviršius, pažymėtus „+“ ir „-“, uždengtum lipnia juosta, kad išvengtum gaisro pavojaus.



„GESKE Beauty Tech GmbH“, Leipziger Platz 18, 10117 Berlynas šiuo pareiškia, kad visi elektroniniai prietaisai atitinka atitinkamas galiojančių Europos direktyvų 2014/30/ES ir 2011/65/ES sąlygas.

Atsakomybės apribojimas

„GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jų mažmenininkai yra atsakingi už žalą, atsiradusį dėl tyčinio arba labai neatsargaus „GESKE Beauty Tech GmbH“, atstovo arba įgaliotinio atstovo elgesio pagal teisinius nurodymus. Išskyrus gyvybės, galūnių ar sveikatos sužalojimą ir esminių sutartinių įsipareigojimų (pagrindinių įsipareigojimų) pažeidimą, „GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jų pardavėjai atsako tik už žalą, kurį gali būti siejama dėl tyčinio ar labai neatsargaus elgesio. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Be to, atsakomybė vartotojui dėl priimtos garantijos, išskyrus tyčinio ar labai neatsargaus elgesio arba mirties atvejus, kai padaroma žala sveikatai ir pažeidžiami esminiai sutartiniai įsipareigojimai (pagrindiniai įsipareigojimai), apsiriboja tipiniais, numatomais nuostoliais sudarant sutartį, taip pat vidutinių nuostolių, būdingų šiai sutarčiai, dydžiu. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Kalbant apie įmones, išskyrus mirties atvejus, galūnių ir sveikatos sužalojimų arba tyčinio ar didelio aplaidumo „GESKE Beauty Tech GmbH“ ir (arba) jos mažmenininkų atsakomybės atvejus, atsakomybė apsiriboja tipine, taip pat vidutinių nuostolių, būdingų šiai sutarčiai, dydžiu. Tai taip pat taikoma netiesioginei žalai, ypač prarastam pelnui. Neatsakome už žalą, atsiradusį dėl: šio vadovo nesilaikymo ir (arba) netinkamo naudojimo, ir (arba) neleistinų pakeitimų ir (arba) techninių pakeitimų ir (arba) nepatvirtintų atsarginių dalių naudojimo ir (arba) nepatvirtintų priedų naudojimo. Reikalavimai dėl atsakomybės pagal Vokietijos teisės aktus dėl atsakomybės už produktą lieka nepakitę.