

beurer

IL 35

Infrapunalampe Kasutusjuhend



Infrapunalampe

Hea klient!

Täname, et otsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed põhjalikult katsetatud tooted, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamine, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž ja õhutamine.

Parimate soovidega
Beurer

Kasutamine

Infrapunalampe on mõeldud ainult inimkeha soojendamiseks. Infrapunakiirguse mõjul tekib soojus liigub inimkehasse, parandades nii vereringet. On tuntud fakt, et soojus vähendab haigussümptomiteid ja pakub paljudel juhtudel kiiret leevendust. Infrapunalampe tagab eriti tulemusliku soojuskiirguse, mis tungib sügavale läbi naha selle all asuvasse kudesse. Komplekti kuuluvad:
Infrapunalampe
See kasutusjuhend

Märkus piiratud garantii kohta

Infrapunapirn ja muud valgusallikad ei kuulu garantii alla.

1. Märgid ja sümbolid

Selles juhendis või seadmel kasutatakse alljärgnevat sümboleid.

	Järgige kasutusjuhendit		Niiskuskaitse
	Kaitseklass II		Oluline teave
	Ettevaatust! Kuum pind.		Tootja
	Hoiatus, mis märgib kehavigastuse või tervisekahjustuse ohtu.		Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jätmete) direktiivile.
	Ohutusmärg, mis näitab seadme või tarviku kahjustamise ohtu.		Infrapunalampe ja soojendatava kehaosa vaheline kaugus
	CE-märgis		Toode vastab Venemaal kehtivatele standarditele.
	Partiikood		

2. Märkused

Lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke kohas, kus ka teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saavad.

Ohutusmärgused

⚠ Hoiatus!

- See infrapunalampe on mõeldud ainult inimkeha soojendamiseks.
- Enne seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid ja veenduge, et seadmel ega selle lisatarvikutel ei ole nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega selles juhendis toodud aadressil.
- Asetage seade kindlale ja ühetasasele pinnale.
- Seadme korpus ja seade ise lähevad kasutamise ajal väga kuumaks. Nende puudutamisel võite saada põletada. Laske lambil enne puudutamist alati jahtuda.
- Seadet tuleb hoida kergsüttivatest esemetest vähemalt 1 m kaugusel. Ärge riputage seadet seinale ega lakke.
- Ühendage seade ainult selle andmeplaadil märgitud pingega vooluvõrku.
- Ärge asetage seadet vette ega kasutage seda niisketes ruumides.
- Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, meeleliste ega vaimsete võimete isikud (sh lapsed) ega isikud, kes ei tunne seadet ega oska sellega ümber käia, v.a juhul, kui neid juhendab ohutuse eest vastutav isik või neid õpetatakse seadet kasutama.
- Jälgige, et lapsed ei kasutaks seadet mänguasjana.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Ärge kasutage seadet kuumuse suhtes tundlikel inimestel. Kuumustundlikkus võib väheneda või suurendada järgmistel juhtudel:
 - diabeet,
 - unetus, dementsus või keskendumisraskused,
 - haiguslikud nahamuutused või armid kasutatavas nahapiirkonnas,
 - allergia,
 - lapsed ja eakad,
 - pärast ravimite või alkoholi tarbimist.
- Akuutse põletiku korral tohib infrapunakiirgust kasutada ainult arsti nõusolekul.
- Kasutage seadet piiratud aja jooksul ja kontrollige naha reageerimisvõimet.
- Ravimid, kosmeetikavahendid või toiduained võvadi teatud tingimustel põhjustada ülitundlikkuse või allergilise reaktsiooni. Sel juhul tuleb seadme kasutamine kohe lõpetada.
- Lambi kasutamise ajal ei tohi magama jääda!
- Pikaajaline kasutamine võib põhjustada nahapõletust.
- Ärge puudutage infrapunapirni ega kruvige seda lahti, kui seade on ühendatud vooluvõrku.
- Lapsed ei taju kõiki elektriseadmete kasutamisega seotud ohte.
- Tagage lastele lambi kasutamise ajal pidev järelevalve.
- Seadet tohib kasutada ainult järelevalve all.
- Hoidke pakendid lastele kättesaamatus kohas (lõõbumisohu).
- Ärge katke seadet kinni ega pakkige seda sisse, kui see on veel soe.
- Eemaldage seade alati enne selle puudutamist vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda.
- Ärge puudutage vooluvõrku ühendatud seadet märgade kätega. Seadme peale ei tohi sattuda vett. Kasutada tohib ainult täiesti kuiva seadet.
- Kaitske seadet tugevate löökide eest.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmetest tõmmates.
- Rikke tekkimisel või defekti tuvastamisel lülitage seade kohe välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustatud saanud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja või volitatud klienditeeninduse tehnik;
- Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ainult siis, kui seadme pistik on pistikupesast eemaldatud.
- Imikud ja lapsed võivad toitejuhtme endale ümber kaela panna ja lämbuda.

Üldised märkused

⚠ Oluline teave!

- Seade ei sobi ruumide valgustamiseks.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult eraviisiliselt kodumajapidamises, mitte ärilistel ega kliinilistel eesmärkidel!
- Mis tahes tervisemurede korral võtke alati ühendust oma perearstiga!
- Enne seadme esmakordset kasutamist eemaldage kogu pakend.
- Valgustuspirn ei kuulu garantii alla.


Remont

⚠ Oluline teave

- Seadet ei tohi koost lahti võtta. Ärge üritage seadet ise remontida. See võib kaasa tuua raskeid vigastusi. Selle eeskirja eiramisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.

3. Seadme kirjeldus

1. Valgusallikas
2. Lambivari
3. Alus
4. Sisse-välja lülitamise nupp ja taimerinupp
5. LED-taimer näidik
6. Esimene LED = tööks valmisoleku näidik / seisurežiim



4. Esmakordne kasutamine

Seadistamine

Võtke seade pakendist välja. Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal. Kontrollige, kas infrapunapirn on nõuetekohaselt kinni kruvitud. Asetage seade siledale pinnale. Seadmel on reguleeritav lambivari. Seadistage fluorestsentskraani nurk endale sobivaks.

Toide

Ühendage seade ainult selle andmeplaadil märgitud pingega vooluvõrku.

⚠ Märkus:

- Tagage, et seadme asukohta lähedal oleks pistikupesa.
- Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.

Kaitsme vahetamine (ainult Ühendkuningriigi pistik)

Kaitsme vahetamisel järgige järgmist:

- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Tõstke kaitsmehoidik lapiku peaga kruvikeeraja abil pistiku seest välja.
- Tõmmake kaitse hoidikust välja ja asendage see uue kaitsmega: 3A (6 kA pingel 240 V) vastavalt BS-1362 / SS167 nõuetele.
- Suruge kaitsmehoidik koos uue kaitsmega oma kohale tagasi.
- Ühendage pistik seinapistikupesast tagasi ja katsetage selle töökorras olekut.

5. Kasutamine

1 Seadme sisse lülitamine

► Seadme ühendamiseks vooluvõrku ühendage toitepistik täielikult seinapistikupesast. Pärast ühendamist hakkab "5 min" LED-tuli vilkuma. See näitab tööks valmisolekut (seisurežiim). Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu (4).

2 Valguse nautimine

Lambi kasutamisel näo soojendamiseks hoidke silmad alati kinni, et vältida nende vigastamist (ärge vaadake otse infrapunavalgusesse). Soovitatav on kasutada seadet korraga järjest mitte üle 15 minuti ja mitte üle kahe korra päevas. Alguses soovitame seadet kasutada lühemat aega. Mõne inimese nahal võib soojuskiirguse mõjul tekkida ülitundlik (äärmuslik punetus, villid, ketendus, paistetud) või allergiline reaktsioon ka juhul, kui seadet kasutatakse õigesti.

3 LED-ekraan / taimer

Infrapunalambi IL 35 kolm LED-tule abil näidatakse lambi kasutusaega. Kasutusaja saab seadistada alljärgnevale kolmele tasemele.

Läbi taimer kerimiseks hoidke all sisse-välja lülitamise nuppu (4), kuni soovitud taimeritase süttib.

Tasemed on järgmised:

Kasutusaeg	Põlevate LED-tulede arv
5 minutit	1
10 minutit	2
15 minutit	3

Seadistatud kasutusaja möödumisel lülitub lamp automaatselt välja. Selle uuesti sisselülitamiseks vajutage korduvalt sisse-välja lülitamise nuppu (4), kuni „5 min“ LED-tuli hakkab vilkuma, teised LED-tuled on kustunud ja seade lülitub välja.

4 Olulised juhised

Infrapunalampi tuleb soojendatavast kehaosast hoida vähemalt 80 cm kaugusel.

Jälgige soojendatavat kehaosa regulaarselt. Ülitundlikkuse või allergilise reaktsiooni tekkimisel lõpetage seadme kasutamine kohe ja pidage nõu arstiga.

5 Lambi väljalülitamine

⚠ ETTEVAATUST!

Lamp on pärast kasutamist tuline. Laske sellel enne ära panemist ja/või kokku pakkimist piisavalt kaua jahtuda!

Toitejuhet ei tohi lambi kasutamise ega hoiulepaneku ajaks ümber selle kerida.

Seadme täielikult välja lülitamiseks tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.

7. Infrapunapirni vahetamine

Enne puhastustööd ja infrapunapirni vahetamist lülitage seade välja, laske sel jahtuda ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.

Pidage meeles, et infrapunapirni tohib vahetada ainult originaalpirni vastu.

Infrapunapirn (tüüp):	Spetsifikatsioon:	Osa number:
Infrapuna PAR 38 (150 W)	230 V~ 50 Hz	616.51

⚠ Hoiatus!

- Ärge puudutage infrapunapirni ega kruvige seda lahti, kui lamp on ühendatud vooluvõrku.
- Elektrilöögi vältimiseks tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake seadet olmeprügi hulka.

8. Seadme puhastamine ja hooldustööd

Seade vajab aeg-ajalt puhastamist.

⚠ Oluline teave!

Ebameetst ja tolmust tuleneva ebameeldiva lõhna vältimiseks soovitame seadet puhastada regulaarselt:

- Enne puhastustööd ja infrapunapirni vahetamist lülitage seade välja, laske sel jahtuda ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Veenduge, et seadmesse ei imbuks vett!
- Ärge peske seadet pesumasinas!
- Puhastage seadet niiske lapiga, millele võite vajadusel lisada veidi puhastusainet.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega asetage seadet vette. Ärge puudutage vooluvõrku ühendatud seadet märgade kätega. Seadme peale ei tohi sattuda vett.
- Kasutada tohib ainult täiesti kuiva seadet.



9. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökoõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmeäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

10. Tehnilised andmed

Toide	220-230 V / 50-60 Hz
Elektrikulu	150 W
Mõõtmed (laius x kõrgus x pikkus)	145 x 220 x 175 mm
Kaal	u 800 g
Töötingimused	Temperatuur +5 °C kuni +35 °C Suhteline õhuniiskus: 15-93%
Hoiustamine ja transport	Temperatuur -25 °C kuni +70 °C Suhteline õhuniiskus: 93%
Seadme eeldatava eluiga	7 aastat
Elektrikulu seisurežiimis	0,5 W