


beurer

IL 60






LV Infrasarkanā siltuma lampa
Lietošanas norādījumi.....4

CE 0483



LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiet 3. lappusi.





Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai. Padariet lietošanas instrukcijas pieejamas citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet lietošanas instrukcijas arī nākamajam lietotājam.

SATURS

1. KOMPLEKTĀCIJA	4
2. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI	4
3. PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS	5
4. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	6
5. IERĪCES APRAKSTS	7
6. SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA	7
6.1 Pirms sākotnējās lietošanas	7
6.2 Izpakošana un iestatīšana	7
6.3 Sagatavošanās lietošanai	7
6.4 Lietošanas ilgums	7

LIETOŠANA	8
6.5 Lietošanas sākšana	8
6.6 Pēc lietošanas	8
7. TĪRĪŠANA UN APKOPE	8
7.1 Tīrīšana	8
7.2 Infrasarkanā staru lampas nomaiņa	8
8. NODILSTOŠĀS DAĻAS UN REZERVES DAĻAS	8
9. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?	9
10. UTILIZĀCIJA	9
11. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	9
12. GARANTĪJA	10

1. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārliecinieties, vai tajā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai tās sastāvdaļām nav redzamu bojājumu un ka ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.

- 1 infrasarkanā siltuma lampa
- 1 aizsargbrīļu komplekts
- 1 lietošanas instrukcija

2. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

	BRĪDINĀJUMS
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērsta, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.	
	PIEZĪME
Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja tā netiek novērsta, var tikt bojāta ierīce vai kāda tās tuvumā esoša ierīce.	
	CE marķējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.

	Ievērojiet lietošanas norādījumus Pirms darba uzsākšanas un/vai ierīču vai iekārtu lietošanas izlasiet instrukcijas.
	Unikāls ierīces identifikators (UDI) Identifikators unikālai produkta identifikācijai
	II aizsardzības klases ierīce Ierīcei ir dubultā izolācija, tāpēc tā atbilst 2. aizsardzības klasei.
	Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojiet tos tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla saīsinājums, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons
	Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojiet tos tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEEA
	Sērijas numurs
	Partijas apzīmējums

#	Tipa numurs
	Neskatieties gaismas avotā
	Valkājiet komplektācijā iekļautos acu aizsarglīdzekļus
	Nepakļaujiet mitruma iedarbībai.
	Ražotājs
REF	Preces numurs:
	<small>Oglabāšana</small> Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra un mitrums
	<small>Eksploatācija</small> Pieļaujamā eksploatācijas temperatūra un mitrums
MD	Medicīniska prece
	Uzmanību; karsta virsma
	Uzmanību; infrasarkanais starojums
	Ražošanas datums

3. PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS

Mērķis

Infrasarkanā lampa ir paredzēta cilvēka ķermeņa apstarošanai. Ar infrasarkanās gaismas starojuma palīdzību siltums tiek nodots cilvēkam.

Mērķa grupa

Šī ierīce ir paredzēta pašārstēšanai mājās, nevis profesionālās veselības aprūpes iestādēs. Programma ir piemērota visiem pieaugušajiem, kuriem nav maņu traucējumu un kuri ir pilnībā pie samaņas.

Klīniskie ieguvumi

Infrasarkanā lampa ļauj lietotājam, izmantojot infrasarkanu gaismu, sildīt noteiktas ādas zonas. Rezultātā apstarotās ādas asinsapgāde palielinās, un palielinās arī vielmaiņas ātrums temperatūras iedarbības laikā. Infrasarkanās gaismas iedarbība stimulē organisma dziedināšanas procesus. Tādējādi tiek mērķtieciīgi atbalstīti dziedināšanas procesi.

Indikatori

Lietotājs to var izmantot kā papildu terapiju šādu slimību ārstēšanā:

- Ausu, deguna un rīkles slimības, piemēram, akūts rinīts.
- Akne
- Muskuļu sasprindzinājums, piem.
 - Periartrīdīdīstiskās mīksto audu slimības (miālģija, mioģeloze, miotendopātijas, fibrozīts).
 - Artralģija artrīta gadījumā
 - Reimatisks locītavu problēmas (ne ar iekaisuma paasinājumiem).

Kontrindikācijas

⚠ ABRĪDINĀJUMS

- Šo ierīci nav paredzēts lietot cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai cilvēkiem, kuriem trūkst pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņi nav personas, kas ir atbildīga par viņu drošību, uzraudzībā vai ja viņi no šīs personas nesaņem norādījumus, kā lietot ierīci, lai novērstu ugunsgrēka vai apdegumu risku.
- **Neizmantojiet** šo ierīci cilvēkiem, kuri ir nejutīgi pret karstumu.
Karstuma jutība var būt samazināta vai palielināta šādos gadījumos:
 - Diabēta pacienti
 - Paraplēģijas pacienti
 - Miegaini cilvēki, cilvēki ar demenci vai koncentrēšanās traucējumiem
 - Cilvēki ar ādas izmaiņām slimības dēļ
 - Cilvēki ar rētaiņiem ausiņiem aplikācijas vietā
 - Bērni un vecāki cilvēki
 - Pēc medikamentu lietošanas vai alkohola lietošanas
- **Neizmantojiet** šo ierīci šādos gadījumos:
 - Akūts reimatoīdais artrīts
 - Infekciozais artrīts
 - Asinsrites traucējumi
 - Dekompensēta sirds mazspēja vai smaga sirds aritmija
 - Akūts vai neseno pārciests miokarda infarkts
 - Cukura diabēts, hipertireoze, virsnieru dziedzeru nepietiekamība
 - Infekcijas
 - Atvērtas brūces
 - Smags pietūkums
 - Staru terapija (ieskaitot trīs mēnešus pēc ārstēšanas)
 - Sajūtu traucējumi ārstēšanas zonā

- Nedarbiniet ierīci, ja jums ir kāds implants, it īpaši, ja tas atrodas ārstējamā ķermeņa daļā. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ārstu.
- Ja esat grūtniece, nelietojiet ierīci vēdera tuvumā, lai novērstu šīs zonas pārkaršanu. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ārstu.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot bērniem. Lai izvairītos no ugunsgrēka un apdegumu riska, bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi ar ierīci nespēlējas.

Nevēlamās blakusparādības

- Zāles, kosmētika vai pārtika noteiktos stāstākos var izraisīt paaugstinātu jutību vai alerģisku ādas reakciju. Šādā gadījumā apstarošana nekavējoties jāpārtrauc.
- Lai novērstu ādas kairinājumu, piemēram, tirpšanu, niezi un dedzināšanu, vai pārmērīgu jutību pret karstumu, ārstēšanas laikā starp infrasarkanu lampu un vēlamu ārstējamo zonu ir jāievēro atbilstošs attālums. Šādā gadījumā pārtrauciet ārstēšanu. Var arī palielināt starojuma attālumu un/vai samaziniet starojuma ilgumu.
- Ilgstoša lietošana var izraisīt ādas apdegumus.

Paredzētais aizsargbrīļļu lietojums

Aizsargbrīļļu lietojums paredzēts vienīgi acu aizsardzībai pret infrasarkanu starojumu, lietojot infrasarkanu lampu. Aizsargbrīļļu nodrošina aizsardzību tikai pret infrasarkanu starojumu. Aizsargbrīļļu NENODROŠINA aizsardzību pret cita veida starojumu. Izmantojiet aizsargbrīļļu tikai ar "beurer" infrasarkanajām lampām. Nekad nelietojiet aizsargbrīļļu ar citu ražotāju infrasarkanajām lampām.

Vienmēr lietojiet aizsargbrilles tieši uz acīm, nevis virs citām brillēm. Aizsargbrilles ir paredzētas tikai lietošanai mājās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.

Aizsargbrilles nav piemērotas acu aizsardzībai pret mehāniskiem apdraudējumiem (piemēram, triecieniem).

Tas nesatur piesārņojošas vielas, kā to paredz tiesību aktu prasības.

4. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Elektriskā drošība

Ierīci pret pārkaršanu aizsargā termiskais drošinātājs, kas ieslēdzas automātiski.

▲BRĪDINĀJUMS

- Jebkāda veida nepareiza lietošana var būt bīstama.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai ierīces neatgriezeniskas sabojāšanas riska, pirms ierīces pieslēgšanas pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējam elektrotīkla spriegumam.
- Izmantojiet viegli pieejamu elektrotīkla pieslēgumu, lai vajadzības gadījumā varētu ātri atvienot tīkla kontakt dakšu.
- Nepieskarieties elektrotīkla kontakt dakšai ar mitrām rokām, jo pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
- Izvietoiet tīkla kabeli tā, lai neviens uz tā neuzkāptu.
- Vienmēr izvelciet tīkla kontakt dakšu no kontaktligzdas, ja ierīce netiek lietota, ja to tīra vai ja rodas traucējumi, dūmi vai smakas. Atvienojot kontakt dakšu, velciet tīkla kontakt dakšu, nevis kabeli!
- Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar tīkla kabeli (nožņaugšanas un nosmakšanas risks).
- Pirms lietošanas pārļiecinieties, ka ierīcei un tās sastāvdaļām nav redzamu bojājumu. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi. Tas jo īpaši attiecas uz skrāpējumiem un plaisām stikla panelī vai plaisām korpusā.
- Ja tīkla kabelis vai tā apvalks ir bojāts, tas jānomaina klientu apkalpošanas dienestā vai mazumtirgotājam, jo pastāv elektrošoka risks.
- Atvienošana no elektrotīkla ir garantēta tikai tad, ja tīkla kontakt dakša ir atvienota.
- Ja ierīces strāvas kabelis ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nevar noņemt, ierīci nepieciešams utilizēt.
- Nekad neapniet tīkla kabeli ar infrasarkanu staru lampu.

Drošības norādījumi jūsu veselībai

▲BRĪDINĀJUMS

- Apdegumu risks! Filtra panelis un ierīces korpusi darbības laikā ievērojami saskarst. Apdegumu risks pieskāriena gadījumā!
- Lietojot pogas (ON/ OFF un taimeris), nepieskarieties karstajam stikla panelim. To darot, pastāv apdegumu risks.
- Pirms pieskaršanās ierīcei vienmēr ļaujiet tai atdzist.
- Pirms iesaiņošanas vienmēr atvienojiet tīkla kontakt dakšu un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām, kamēr tā ir ieslēgta.
- ūdens elektrība ir bīstama kombinācija! Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska:
 - Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, vannas istabā, dušas vai peldbaseina tuvumā).
 - Neļaujiet ierīcē ieplūst ūdenim.
 - Neļaujiet uz ierīces izsmidzināt ūdeni.
 - Darbiniet ierīci tikai tad, ja tā ir pilnīgi sausa.

Droša rīcība

▲BRĪDINĀJUMS

- Šī ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai; tā ir paredzēta lietošanai tikai privāti.
- Šīs ierīces infrasarkanais starojums var izraisīt acu kairinājumu. Neskatoties gaismas avotā un izmantojiet pievienotās aizsargbrilles.
- Uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā (aizdegšanās risks).
- Lietošanas laikā vienmēr lietojiet komplektā iekļautos aizsargbrilles.
- Nelietot zīdaiņiem un maziem bērniem.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai uz pārtinamiem galdņiem, bērnu gultiņām vai tamlīdzīgi.
- Nekad nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja ierīce ir nokritusi, ir pakļauta augsta mitruma iedarbībai vai ir cietusi no citiem bojājumiem, to vairs nedrīkst lietot.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā, un šķidrums nedrīkst iekļūt ierīcē.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka un apdegumu riska, neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās darbības laikā.
- Ja ierīce ir bojāta vai nedarbojas pareizi, to nekavējoties izslēdziet.
- Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, pēc lietošanas un strāvas padeves pārtraukuma gadījumā vienmēr atvienojiet tīkla kontakt dakšu no kontaktligzdas.
- Ja kontaktligzda, kurai ierīce ir pieslēgta, nav pareizi savienota, ierīces kontakt dakša saskarst. Lai izvairītos no ugunsgrēka un apdegumu riska, pārļiecinieties, ka ierīce ir pieslēgta pareizi uzstādītai kontaktligzda.

Svarīgi norādījumi

▲BRĪDINĀJUMS

- Attālumu starp ķermeņa daļu un infrasarkanu staru lampu parasti nosaka, ņemot vērā individuālo jutību pret karstumu un veicamās procedūras veidu. Jo lielāks ir attālums starp jums un ierīci, jo lielāka ir apstrādes zona un jo mazāks ir infrasarkanās gaismas siltums. Mazākā attālumā apstrādes zona ir mazāka, un infrasarkanās gaismas siltums kļūst intensīvāks.
- Ierobežojiet lietošanas ilgumu un pārbaudiet ādas reakciju.
- Lietošanas laikā jāievēro piemērots attālums starp infrasarkanu staru lampu un vēlamo apstrādājamo zonu, lai nerastos ādas kairinājums, piemēram, tirpšana, nieze un dedzināšana, vai pārmērīga jutība pret karstumu. Ja tas notiek, pārtrauciet lietošanu. Var arī palielināt starojuma attālumu un/vai samazināt starojuma ilgumu.
- Šī ierīce nav paredzēta starojumam no augšas.
- Lai izvairītos no nejaūšas saskares ar karsto filtru, pārļiecinieties, ka starp jums un ierīci ir pietiekams attālums. Ievērojiet tādu attālumu līdz ierīcei, lai siltums jums būtu patīkams.
- Dažos gadījumos medikamenti, kosmētika vai pārtikas produkti var izraisīt paaugstinātu jutību vai alerģisku ādas reakciju. Ja tas notiek, apstāšanās nekavējoties jāpārtrauc.
- Ierīces ilgstošas darbības laikā ievērojiet īpašu piesardzību un uzmanību.
- Nelietojiet ierīci, ja esat noguris un pastāv risks, ka procedūras laikā varat aizmigt.
- Pārāk ilgs starojums var izraisīt ādas apdegumus.
- Bēmi neapzinās elektrisko ierīču radītās briesmas. Pārļiecinieties, ka ierīci bez uzraudzības nevar lietot bērni.
- Neizmantojiet ierīci netīrā vai putekļainā vidē.

Brīdinājumi un drošības norādījumi par acu aizsardzības līdzekļiem

▲BRĪDINĀJUMS

- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem. Pastāv nosmakšanas risks.
- Bērni nedrīkst spēlēt ar aizsargbrīlēm.
- Pirms lietojat aizsargbrilles, pārbaudiet, vai uz tām nav ārēju bojājumu pazīmju (piemēram, plaisas vai caurumi). Ja aizsargbrilles ir bojātas, to lietošanu nedrīkst turpināt.
- Lietojot aizsargbrilles, cilvēkiem ar jutīgu ādu var rasties alerģiska reakcija pret aizsargbrīļu materiāliem, kas var nonākt saskarē ar ādu.
- Pārliecinieties, ka aizsargbrilles nenonāk saskarē ar taukiem, eļļām vai alkoholu (piemēram, tīrīšanas līdzekļiem vai sejas tonikiem).
- Izmantojiet aizsargbrilles tikai klusā vidē, lai lietošanas laikā jūs netraucētu.

Remonts

▲BRĪDINĀJUMS

- Elektriskās strāvas trieciena risks! Ierīci drīkst atvērt tikai, lai nomainītu infrasarkanā spuldzi. Pirms infrasarkanās spuldzes nomainīšanas atvienojiet tīkla kabeli no kontaktligzdas! Nekad nemēģiniet labot ierīci paši, jo pēc tam vairs nevar garantēt tās nekaitīgumu darbību. Šo norādījumu neievērošana anulē garantiju.
- Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto mazumtirgotāju.

5. IERĪCES APRAKSTS

Saistītie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

- 1 Korpuss ar rotoru ierīces slēpuma leņķa regulēšanai
- 2 Stikla panelis
- 3 Laika izvēles poga
- 4 Atlikušā laika rādītājs
- 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 6 Ierīces pamatne
- 7 Infrasarkanā spuldze

6. SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA

6.1 Pirms sākotnējās lietošanas


PIEZĪME

- Pirms ierīces lietošanas noņemiet visu iepakojuma materiālu.
- Pārbaudiet, vai ierīcei nav nodiluma pazīmju vai bojājumu. Ja ierīce ir bojāta vai jums rodas šaubas, nelietojiet to un sazinieties ar savu mazumtirgotāju vai klientu apkalpošanas dienestu norādītajā adresē.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas rodas neatbilstošas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.
- Sargājiet ierīci no putekļiem, netīrumiem, saules gaismas un mitruma.

6.2 Izpakošana un uzstādīšana

▲BRĪDINĀJUMS

- Ierīci nedrīkst novietot guļus vai leņķī.
- Minimālais attālums starp iespējamajiem objektiem un infrasarkanā staru lampu nedrīkst būt mazāks par 1 metru.
- Pārliecinieties, ka ierīce netiek novietota uz viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, piemēram, galdautiem vai paklājiem.
- Ierīces tuvumā nenovietojiet viegli uzliesmojošus vai viegli kustošus priekšmetus.
- Nekariniet ierīci pie sienas vai griestiem.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Aizsargājiet ierīci no spēcīgiem triecieniem, lai novērstu spuldzes bojājumu risku. Tas ietver arī nesaudzīgu apiešanos ar ierīci.
- Pilnībā atnīti tīkla kabeli.



PIEZĪME

Izvaieties no triecieniem ierīcei lietošanas un atdzesēšanas laikā, jo tas var izraisīt infrasarkanā staru spuldzes bojājumus.

1. Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas.
2. Ievietojiet tīkla kontaktdakšu kontaktligzdā. Īsu brīdi iedegas pilns displejs, un pēc tam tiek parādīts "--". Tagad infrasarkanā lampa ir gatava darbam.

6.3 Sagatavošanās lietošanai

1. Apsēdieties ierīces priekšā tā, lai jūs varētu atslābināties un izbaudīt attiecīgās ķermeņa daļas apstarošanu.
2. Pareizi noregulējiet ierīci, pavēršot infrasarkanā staru spuldzi uz ķermeņa daļu, kuru nepieciešams apstrādāt. Attālumu starp ķermeņa daļu un infrasarkanā staru lampu parasti nosaka, ņemot vērā individuālo jutību pret karstumu un veicamās procedūras veidu.
3. Izvēlieties tādu attālumu līdz ierīcei, lai siltums vienmēr būtu patīkams uz ādas. Ja uz ādas jūtat pārāk siltumu, atkāpieties no ierīces.
4. Lietošanas laikā vienmēr lietojiet komplektā iekļautas aizsargbrilles. Aizsargbrilles atbilst EN 171:2002 prasībām un kalpo acu aizsardzībai.

▲BRĪDINĀJUMS

Nekad neskatieties tieši infrasarkanajā gaismā bez aizsargierīces.

Nelietojiet ierīci nepārtraukti ilgāk par 15 minūtēm, jo pastāv pārkaršanas risks! Pirms ierīces atkārtotas lietošanas ļaujiet tai atdzist.

6.4 Lietošanas ilgums

▲BRĪDINĀJUMS

Apgedumu risks: Pirms ierīces ieslēgšanas no apstrādājamās vietas noņemiet metāla priekšmetus, piemēram, jostas sprādzes, kaklarotas, krūšturi, rotaslietas vai pīrsingus, jo tie var ievērojami sakarst.

Iesakām sākumā izvēlēties īsu starojuma laiku.

Pat tad, ja ierīce tiek lietota pareizi, dažiem cilvēkiem var rasties paaugstināta jutība (piemēram, spēcīgs apsārtums, pūslīšu veidošanās, nieze, spēcīga svīšana) vai alerģiska ādas reakcija uz siltuma starojumu.

Ja pēc 6 līdz 8 lietošanas reizēm simptomi nav mazinājušies, pārtrauciet lietot ierīci un konsultējieties ar ārstu.

7. LIETOŠANA

7.1 Lietošanas sākšana

⚠️ BRĪDINĀJUMS

Lietošanas laikā vienmēr izmantojiet komplektā iekļautās aizsargbrilles. Regulāri novērojiet apstaroto ķermeņa zonu un ādas reakciju. Ja rodas paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas pazīmes, nekavējoties pārtrauciet apstarošanu un konsultējieties ar ārstu.



Apdegumu risks! Apstrādes laikā nekad nepieskarieties karstajam stikla panelim **2**.

1. Uzlieciet aizsargbrilles uz acīm un pārvelciet gumiju pāri galvai. Gumijas lenti var regulēt individuāli.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas **5** slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.

Ierīce pēc neilga laika automātiski ieslēdzas. Atlikušā laika displejā **4** kā apstrādes ilgums tiek rādītas 15 minūtes.

3. Izmantojiet laika izvēles pogu **3**, lai izvēlētos vēlamo apstrādes

ilgumu (1 līdz 15 minūtes). Iestatītais apstrādes ilgums tiek parādīts atlikušā laika displejā **4**. Procedūras ilgumu var mainīt arī pēc tās sākuma, izmantojot laika izvēles pogu **3**.

4. Pēc iestatīta apstrādes ilguma beigām ierīce automātiski izslēdzas. Lai priekšlaicīgi pārtrauktu apstrādi, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **5**.

7.2 Pēc lietošanas

PIEZĪME

- Ventilators turpinās darboties 5 minūtes pēc ierīces lietošanas beigām, lai to atdzesētu. Lūdzu, neatvienojiet ierīci no tīkla šajā laikā.
- Kad dzesēšanas periods ir beidzies, ventilators pats izslēdzas. Izvelciet tīkla kontaktdakšu no kontakttīgšanas.
- Ja ierīce ir silta, neaizsedziet to, neiesaiņojiet un nenovietojiet glabāšanā.

8. TĪRĪŠANA UN APKOPE

8.1 Tīrīšana

⚠️ BRĪDINĀJUMS

Pirms katras tīrīšanas ierīce ir jāizslēdz, jāatvieno no elektrotīkla un jāļauj tai pilnībā atdzist.

PIEZĪME

- Pārīliecinieties, ka ierīcē nenokļūst ūdens!
 - Netīriet ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
- Ierīci var tīrīt ar mitru drānu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes. Ierīce jātīra pēc katras lietošanas reizes. Laiku pa laikam notīriet aizsargbrilles. Tīriet tās ar nedaudz mitru, mīkstu drānu. Neizmantojiet nekādus asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

8.2 Infrasarkanā staru spuldzes nomainīšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bojātās infrasarkanās spuldzes vietā drīkst izmantot tikai tāda paša tipa infrasarkanā staru spuldzi.

⚠️ BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks!

- Pirms infrasarkanās spuldzes nomainīšanas atvienojiet tīkla kabeli no kontakttīgšanas!
- Apdegumu risks no karstām virsmām.
- Pirms remontdarbu uzsākšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Garantija neattiecas uz infrasarkanās gaismas avotiem.

Vecās infrasarkanās spuldzes izņemšana

1. Novietojiet atdzesēto ierīci ar keramikas stikla paneli uz līdzenas virsmas.
2. Atskrūvējiet četras skrūves ierīces aizmugurējā panelī, izmantojot piemērotu Phillips skrūvgriezi (sk. attēlu) **1A**.
3. Paceliet korpusu vertikāli. Tomēr ļaujiet priekšējai daļai ar keramikā stikla paneli balstīties uz paaugstinātas virsmas, piemēram, grāmatas (sk. attēlu) **1B**.
4. Pieturiet atdzesēto infrasarkanā staru spuldzi tās labajā galā un uzmanīgi piespiediet to uz kreiso pusi **1C**.
5. Tagad izvelciet infrasarkanās spuldzes labo galu uz priekšu no ligzdas.

Jaunās infrasarkanās spuldzes ievietošana

UZMANĪBU

Ievietojiet jauno infrasarkanā staru spuldzi, turot to ar drānu. Nepieskarieties infrasarkanajai spuldzei ar kailiem pirkstiem, jo tauku kārtiņa, kas pielpusī pie ādas, var to sabojāt.

1. Ievietojiet jauno infrasarkanā staru spuldzi ligzdā, izmantojot drānu. Jaunās infrasarkanās spuldzes uzstādīšana tiek veikta pretējā secībā kā noņemšana.
2. Atkal aizveriet ierīci. Ierīces aizvēršana notiek atvēršanai pretējā secībā.
3. Pārīliecinieties, ka korpusā neatrodas nekādi priekšmeti un nav iesprūduši kabeli.

Ja rodas problēmas ar infrasarkanās spuldzes nomainīšanu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Uzglabāšana

1. Izvelciet strāvas kontaktdakšu un ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist, pirms pārvietošanas.
2. Ja nepļānojat lietot aizsargbrilles ilgāku laiku, iesakām tās uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā vietā, nodrošinot, ka tās nav noslogotas ar citiem priekšmetiem.
3. Ideālā gadījumā siltuma lampa jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā un sausā vietā.

9. Nodilstošās daļas un rezerves daļas

Lai iegādātos piederumus un rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.beurer.com vai sazinieties ar servisa adresi savā valstī (skatiet servisa adresu sarakstu).

Apzīmējums	Preces numurs un/vai pasūtījuma numurs
Rezerves spuldze Tips: Halogēna gaismas avots 220 - 230 V / 300 W 118 mm garums ligzdai R7S	110.048

10. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Infrasarkanā spuldze nedeg	ON/OFF slēdzis nav nospiests Nepienāk strāva	Nospiediet ON/OFF slēdzi Pareizi iespraudiet tīkla kontaktakšu kontaktligzdā.
	Pārsniegts infrasarkano staru spuldzes degšanas laiks	Infrasarkanā spuldze ir bojāta. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai mazumtirgotāju.
	Pēc infrasarkano staru spuldzes nomaiņas jaunā infrasarkanā spuldze nav pareizi uzstādīta	Pārbaudiet, vai jaunā infrasarkanā spuldze ir pareizi uzstādīta, kā aprakstīts 8.2. nodaļā.
Infrasarkanā spuldze darbības laikā izslēdzas, lai gan taimeris vēl nav beidzies.	Drošības izslēgšanās aizsardzībai pret pārkaršanu	Ļaujiet ierīcei atdzist un atkārtoti to iedarbiniet.

11. UTILIZĀCIJA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu iznīcināšanu. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEJA). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdz, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm. Veco ierīču savākšanas punktu atrašanās vietu var noskaidrot, piemēram, vietējās vai pašvaldības iestādēs, vietējos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos vai pie sava mazumtirgotāja.




12. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

12.1 Infrasarkanā siltuma lampa

Strāvas savienojums	AC 220 V - 230 V / 50 - 60 Hz
Enerģijas patēriņš	300 W
Riska grupa	RG2, vidējā riska grupa
Taimeris	Programmējams no 1 līdz 15 minūtēm ar minūšu intervālu.
Maksimālā apstarošanas intensitāte saskaņā ar EN 62471	< 3200 W/m ²
Izmēri (P x A x D)	225 x 288 x 195 mm
Svars	Aptuveni 1.3 kg
Ekspluatācijas apstākļi	Temperatūra: +5°C līdz +35°C Relatīvais mitrums: 15–93% Apkārtējais spiediens: 700 hPa - 1060 hPa
Uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi	Temperatūra: -25°C līdz +70°C Relatīvais mitrums: ≤ 93%.
Izstarotā infrasarkanā starojuma viļņu garuma diapazons	IRA + IRB / 780 - 3000 nm
Aizsardzības klase	II

Paredzamais gaismas avota degšanas laiks	1500 stundas
Drošinātājs	H tips 4AT/250V
Drošs attālums līdz acīm	13 cm
Paredzamais ierīces kalpošanas laiks	Informācija par izstrādājuma kalpošanas laiku ir atrodama mājaslapā.
IP aizsardzības klase	IP 20

Spektrālā apstarošanas intensitāte



12.2 Aizsargbrilles

Modelis	EP 02
Aizsardzības līmenis	4-2,5 BEU 1 S - 166 S CE saskaņā ar EN 171:2002
Aizsargbrīļu apzīmējums	4-2,5 BEU 1 S - 166 S CE Lēcas kods sastāv no šādiem elementiem: - Sākotnējais IR aizsardzības filtra numurs (koda 1. daļa) - Aizsardzības līmeņa numurs (koda 2. daļa) - Ražotāja marķējums (koda 3. daļa) - 1 apraksta stikla optisko klasi (4. koda daļa). - S apzīmē paaugstinātu izturību (5. koda daļa) - 166 ir normatīvais pamats (kodeksa 6. daļa) - CE zīme (koda 7. daļa)
Gaismas pārraides līmenis	Maks. >29.1% Min. 17.8%
Maksimālā vidējā spektrālās caurlaidības vērtība ar infrasarkano starojumu	780 – 1400 Nm 2.9% 780 – 2000 Nm 32.3%

Pilnvarotā iestāde:

ECS European Certification Service GmbH
Hüttfeldstraße 50
73430 Aalen, Vācija

Identifikācijas numurs: 1883

ES atbilstības deklarācija

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclearationofconformity.php>

Partijas numurs ir norādīts uz ierīces.

Ja ierīce netiek lietota atbilstoši specifikācijām, nevar garantēt tās nevainojamu darbību! Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas, lai uzlabotu un attīstītu produktu.

Šī ierīce atbilst Eiropas standartam EN 60601-1-2 (saskaņā ar CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5,

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-39), un uz to attiecas īpaši piesardzības pasākumi attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pārmēsājamās un mobilās HF sakaru sistēmas var traucēt šīs ierīces darbību. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu norādītajā adresē.

Ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Medicīnisko ierīču padomes Regulai (ES) 2017/745, kā arī attiecīgajiem valstu noteikumiem.

Paziņošana par incidentiem

Lietotājiem/pacientiem Eiropas Savienībā un identiskās regulējuma sistēmās (ES Medicīnas ierīču regula (MDR) 2017/745): Ja produkta lietošanas laikā vai lietošanas gaitā notiek nopietns negadījums, paziņojiet par to ražotājam un/vai tā pārstāvim, kā arī tās dalībvalsts attiecīgajai iestādei, kurā atrodas lietotājs/pacients.

Piezīmes par elektromagnētisko savietojamību

- Ierīce ir piemērota lietošanai visās vidēs, kas uzskaitītas šajā lietošanas instrukcijā, tostarp mājāsaimniecībā.
- Elektromagnētisku traucējumu klātbūtnē ierīce var nebūt pilnībā lietojama. Tas var izraisīt, piemēram, kļūdu ziņojumus vai displeja/ierīces darbības traucējumus.
- Nelietojiet šo ierīci tieši blakus citām ierīcēm vai novietotu uz citām ierīcēm, jo tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus. Ja tomēr ir nepieciešams izmantot ierīci norādītajā veidā, šī ierīce, kā arī citas ierīces ir jāuzrauga, lai nodrošinātu to pareizu darbību.
- Citu komponentu izmantošana, kas nav norādīti vai ko ir nodrošinājis šīs ierīces ražotājs, var izraisīt elektromagnētiskās emisijas palielināšanos vai ierīces noturības pret elektromagnētiskajiem traucējumiem samazināšanos; tas var izraisīt ierīces nepareizu darbību.
- Pārmēsājamās radiofrekvencu sakaru ierīces (ieskaitot perifēro aprīkojumu, piemēram, antenas kabelus vai ārējās antenas) turiet vismaz 30 cm attālumā no visām ierīces daļām, ieskaitot visus komplektācijā iekļautos kabelus.
- Iepriekš minēto prasību neievērošana var pasliktināt ierīces veiktspēju.

13. GARANTĪJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.